

净化工作台

WORK STATION

空气经顶/后部的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器在上侧部均匀吹出，形成高洁净度的水平/垂直空气幕，去除工作区域内的原自然空气，开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小，轻触型开关调节电压，保证工作区内的风速始终处于理想状态。

产品特点

- 箱体壳采用进口中纤板材紧密结合，保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，方便耐用。



产品参数

| 型号 | SW-CJ-1F(D) | SW-CJ-2F(D) | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | | | |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90mm培养皿) | | | |
| 平均风速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢双速) | | | |
| 噪音 | ≤62dB(A) | | | |
| 振动半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向) | | | |
| 照度 | ≥300LX | | | |
| 电源 | AC单相220V/50Hz | | | |
| 最大功耗 | 400W | 800W | 400W | 800W |
| 重量 | 100Kg | 160Kg | 100kg | 150kg |
| 高效过滤器规格及数量 | 865×555×38×① | 1355×555×38×① | 795×600×38×① | 1675×600×38×① |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
| 使用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 |
| 外形尺寸mm | 1050×680×1600 | 1540×680×1600 | 930×745×1620 | 1820×745×1620 |
| 工作区尺寸mm | 870×600×520 | 1360×600×520 | 900×500×600 | 1770×500×600 |

| 型号 | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1FB | SW-CJ-2FB |
|--------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | | | |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90mm培养皿) | | | |
| 平均风速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢双速) | | | |
| 噪音 | ≤62dB(A) | | | |
| 振动半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向) | | | |
| 照度 | ≥300LX | | | |
| 电源 | AC单相220V/50Hz | | | |
| 最大功耗 | 400W | 800W | 400W | 800W |
| 重量 | 100Kg | 150Kg | 150Kg | 200Kg |
| 高效过滤器规格及数量 | 865×600×38×① | 1355×600×38×① | 865×600×38×① 860×484×38×① | 1320×600×38×① 1320×484×38×① |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
| 使用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 |
| 外形尺寸mm | 1050×730×1600 | 1600×730×1600 | 1050×760×1800 | 1600×760×1800 |
| 工作区尺寸mm | 870×550×620 | 1360×550×620 | 870×500×620 | 1360×500×620 |